

FOTO	BENAMING	FRIMA
Passieve Beengeleidingssystemen + toebehoren		
	ADHEAR (niet chirurgisch systeem, bevestigd op een sticker achter het oor)	MED-EL
	Softband (om het passief beengeleidingstoestel op het hoofd te dragen tijdens de proefperiode)	Cochlear™
	Attract systeem (transcutane magnetische connectie)	Cochlear™
	Connect systeem (percutane connectie door het bot)	Cochlear™



Baha® 6 Max op een Attract systeem

Cochlear™



Baha® 6 Max op een Connect systeem

Cochlear™



Baha® 5 Superpower

(passief beengeleidingstoestel dat achter-
het-oor wordt gedragen)

Note: oorhaakje niet aanwezig op de foto

Cochlear™



Ponto 5 Mini

Oticon MEDICAL

Actieve transcutane beengeleidingssystemen



BONEBRIDGE BCI 602

(+ SAMBA 2 BB geluidsprocessor)

MED-EL

Actieve transcutane middenoorimplantaten



VIRBRANT SOUNDBRIDGE VORP 503

(+ SAMBA 2 VSB geluidsprocessor)

MED-EL



Incus-SP-coupler

(voorbeeld van een coupler die gebruikt wordt om de FMT van het VIRBRANT SOUNDBRIDGE implantaat op de incus te plaatsen)

MED-EL



Vibroplasty-Clip-coupler

(voorbeeld van een coupler die gebruikt wordt om de FMT van het VIRBRANT SOUNDBRIDGE implantaat – in geval van ontbreken van een volledige functionele gehoorbeentjesketen - op de kop van de stapes te plaatsen)

MED-EL

Note: hiervan is intussen een nieuwer model op de markt: [Stapes-SH-Coupler: Even More Surgical Flexibility for SOUNDBRIDGE - MED-EL Professionals Blog \(medel.pro\)](#)

